



1 Les bandeaux velcro sont placés dans le tiroir coulissant prêts à être imprégnés.



2 L'imprégnation homogène se fait à l'aide d'une grille placée directement sur le tiroir.



3 Le tiroir coulissant permet d'accéder aux bandeaux sans contrainte.



4 Mise en place du bandeau velcro sur le support.



5 Posture ergonomique pour le nettoyage des sols.



6 Retrait du bandeau.



7 Ramassage du bandeau sans se baisser, posture ergonomique.



8 Retrait du bandeau du support sans contact de la partie souillée.



9 Évacuation dans le tiroir de 40 litres équipé d'un filet de récupération.

## UN PEU D'HISTOIRE

Cette méthode couramment utilisée dans les pays nordiques depuis plusieurs années, est essentiellement appliquée dans le milieu de la santé. Elle répond avant tout aux nombreuses contraintes spécifiques à ce milieu.

La recherche de solutions de nettoyage manuel plus écologiques et plus ergonomiques dans les autres environnements, la prédispose comme une solution universelle applicable dans tous les domaines.

## MISE EN ŒUVRE

Le principe consiste à utiliser la capacité d'absorption d'une frange ou d'une chiffonnette, pour préparer une quantité définie de « consommables prêts à l'emploi » qui permettront de réaliser son intervention de nettoyage avec une grande autonomie.

Ex : Poids d'une frange sèche 40 cm : 100 g  
 Capacité d'absorption : 200 g soit 20 cl de solution  
 Préparation pour 20 franges : 20 x 20 cl = 400 cl soit 4 L  
 Avec 4 L de solution, on prépare 20 franges.

## LES AVANTAGES

**Plus écologique :** L'imprégnation bien maîtrisée ne génère aucun gaspillage de solution. A la fin de l'opération pas de chimie ni d'eau à déverser dans les égouts.

**Plus économique :** Les économies de chimie et d'eau réalisées sont de l'ordre de 50 à 80% d'économie pour un nettoyage avec la méthode d'imprégnation selon les applications par rapport à la méthode traditionnelle de trempage ou encore à celle des 2 seaux + presse. Les temps d'intervention sont également considérablement réduits.

**Plus ergonomique :** Plus besoin d'essorer, de manipuler une presse ou un système d'égouttage, les franges ou les chiffonnettes sont prêtes à l'emploi. L'utilisateur est mieux protégé contre les risques de T.M.S (troubles musculo-squelettiques).

**Plus rapide :** Plus aucune opération d'essorage pendant le temps d'intervention. A charge de travail comparable, les temps d'intervention sont réduits de 20 à 30%.

**Plus sûr :** La solution détergente est absorbée par les franges ou les chiffonnettes, plus besoin de gérer des quantités de solutions liquides. Les taux d'imprégnation bien maîtrisés assurent un nettoyage d'une qualité de très haut niveau.

**Plus rationnel :** Tous les avantages énumérés rendent cette méthode convaincante, fiable, et respectueuse de l'environnement, et des budgets de fonctionnement toujours plus serrés.

Nous optons pour la méthode d'imprégnation qui réduit considérablement les consommations d'eau et de chimie. Grâce à ce procédé adopté dans le milieu de la santé, cette méthode garantit une hygiène irréprochable tout en luttant, dans le respect des protocoles de bio-nettoyage, contre les risques de contaminations croisées et d'infections nosocomiales. Nous assurons au personnel utilisateur, une meilleure ergonomie, la sécurité au travail et nous participons tous en faisant le choix de cette méthode à la sauvegarde de notre planète.