



Lotion de nettoyage pour mains sales. Efficace contre les petites et moyennes salissures (peinture, goudrons, huiles, encre, cambouis...).

Applications : ateliers, garages, industries.

- ✓ **Hypoallergénique**
- ✓ **Formulée sans solvant**
- ✓ **Agents adoucissant et émollient**



Composition

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, LAURETH-11, DMDM HYDANTOIN, CITRIC ACID, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, COCO GLUCOSIDE, MAGNESIUM NITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM, CI 19140, CI 28440, CI 16255.

Innocuité

- Très bonne tolérance cutanée : testée sur volontaires sous contrôle médical.
- Bonne tolérance oculaire: démontrée selon une évaluation d'irritation oculaire *in vitro*.
- Hypoallergénique : formule testée et approuvée sur 50 volontaires, sous contrôle dermatologique

Caractéristiques

Aspect : liquide limpide ambré
Odeur : floral
pH : 6,5 – 7,0
Viscosité : 2 000 – 3 000 mPa.s

Précautions d'emploi

Usage externe uniquement. Ne pas avaler.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Mode d'emploi



Prendre une dose de gel sans se mouiller les mains



Frictionner soigneusement avec le produit jusqu'à dissolution des salissures



Rincer abondamment et essuyer avec un essuie-main à usage unique

Propriétés

- Formule efficace, enrichie en agent relipidant d'origine naturelle et en tensioactifs doux, d'origine végétale.
- Matières premières soigneusement sélectionnées selon leur profil toxicologique et écotoxicologique.
- Parfum floral, agréable et discret.

Environnement:

- Recharges 100% recyclables.
- 100% des tensioactifs biodégradables.

Conservation

Répond aux critères recommandés par la Pharmacopée Européenne, chapitre 5.1.3 (7^{ème} édition).

Stabilité

La formule se conserve pendant 30 mois dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Crain le gel.

Conditionnement

Conditionnement	Compatibilité appareil	Code produit
Bidon 4 x 5 L		B0525DAW008
Recharge 4 x 5 L	Alphapak 5000	B0525DAW00B
Recharge 6 x 2 L XL	Alphamouss XL	B0525FAS00D